

Rekvisation af HR-Test



REFLab ApS • P.O. boks 590 • Ole Maaløes Vej 3 • 2200 Kbh. N. Tlf.: 70 70 23 45, Fax.: 70 70 23 67, reflab@reflab.dk www.reflab.dk

PATIENT Navn _____ Adresse _____ CPR _____		REKVIRENT _____ _____ _____
PRØVEDATO: _____	FAKTURA SENDES TIL: _____	EAN: _____
Ordre/ Rekv. Nr.: _____		Personref/Ref: _____

INHALATION STANDARDBAKKE	FØDEVARE STANDARDBAKKE	DERMATOLOGI STANDARDBAKKE
5 mL HEPARIN FULDBLOD (grøn prop) <input type="checkbox"/> Hele panelet (10 allergener) <input type="checkbox"/> Birk (Betula verrucosa) <input type="checkbox"/> Græs (Phleum pratense) <input type="checkbox"/> Bynke (Artemisia vulgaris) <input type="checkbox"/> Hesteskæl <input type="checkbox"/> Hundehår <input type="checkbox"/> Kattehår <input type="checkbox"/> Derm. pteronyssinus <input type="checkbox"/> Derm. farinae <input type="checkbox"/> Alternaria alternata <input type="checkbox"/> Cladosporium herbarum	5 mL HEPARIN FULDBLOD (grøn prop) <input type="checkbox"/> Hele panelet (10 allergener) <input type="checkbox"/> Komælk <input type="checkbox"/> Hølseæggehvide <input type="checkbox"/> Hvedemel <input type="checkbox"/> Hasselnød <input type="checkbox"/> Peanut (Jordnød) <input type="checkbox"/> Torsk <input type="checkbox"/> Reje <input type="checkbox"/> Sojabønne <input type="checkbox"/> Selleri <input type="checkbox"/> Kiwi	5 mL HEPARIN FULDBLOD (grøn prop) <input type="checkbox"/> Hele panelet (10 allergener) <input type="checkbox"/> Pityrosporum ovale <input type="checkbox"/> Bagerigær <input type="checkbox"/> Trichoderma viride <input type="checkbox"/> Candida albicans <input type="checkbox"/> Derm. pteronyssinus <input type="checkbox"/> Derm. farinae <input type="checkbox"/> Alternaria alternata <input type="checkbox"/> Cladosporium herbarum <input type="checkbox"/> Komælk <input type="checkbox"/> Hølseæggehvide

ØVRIGE ALLERGENER			
0,5 mL HEPARIN FULDBLOD (grøn prop) per ALLERGEN			
Pollen <input type="checkbox"/> Hassel <input type="checkbox"/> Rød el <input type="checkbox"/> Skov elm <input type="checkbox"/> Ask <input type="checkbox"/> Bynke-ambrosia (ragweed) Dyr <input type="checkbox"/> Rotte epitel <input type="checkbox"/> Kanin epitel <input type="checkbox"/> Hamster epitel <input type="checkbox"/> Marsvine epitel <input type="checkbox"/> Kakerlak Skimmelsvampe <input type="checkbox"/> Aspergillus fumigatus <input type="checkbox"/> Aspergillus versicolor <input type="checkbox"/> Botrytis cinerea <input type="checkbox"/> Penicillium expansum <input type="checkbox"/> Penicillium chrysogenum <input type="checkbox"/> Trichoderma viride	Kød <input type="checkbox"/> Oksekød <input type="checkbox"/> Svinekød <input type="checkbox"/> Lammekød <input type="checkbox"/> Kylling Fisk & Skaldyr <input type="checkbox"/> Rødspætte <input type="checkbox"/> Sild <input type="checkbox"/> Makrel <input type="checkbox"/> Tun <input type="checkbox"/> Laks <input type="checkbox"/> Krabbe <input type="checkbox"/> Blåmusling <input type="checkbox"/> Blæksprutte	Frugt & Grøntsager <input type="checkbox"/> Æble <input type="checkbox"/> Pære <input type="checkbox"/> Appelsin <input type="checkbox"/> Jordbær <input type="checkbox"/> Banan <input type="checkbox"/> Avocado <input type="checkbox"/> Gulerod <input type="checkbox"/> Kartoffel <input type="checkbox"/> Tomat <input type="checkbox"/> Grøn bønne <input type="checkbox"/> Peberfrugt <input type="checkbox"/> Grønært <input type="checkbox"/> Selleri <input type="checkbox"/> Melon	Korn & Mel produkter <input type="checkbox"/> Havremel <input type="checkbox"/> Rugmel <input type="checkbox"/> Boghvede <input type="checkbox"/> Majskorn <input type="checkbox"/> Bygmel <input type="checkbox"/> Ris Nødder <input type="checkbox"/> Mandel <input type="checkbox"/> Paranød <input type="checkbox"/> Valnød <input type="checkbox"/> Kakao Insektgifte <input type="checkbox"/> Bigift <input type="checkbox"/> Hvepsegift Andet <input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> Stafylokoktoksin

PATIENTMATERIALE Husk at sende patientmaterialet sammen med blodprøven 1 mL HEPARIN FULDBLOD (grøn prop) per materiale <input type="checkbox"/> Miljøprøver: _____ <input type="checkbox"/> Medicinpræparater: _____ <input type="checkbox"/> Fødevarer: _____	PÅVISNING AF AUTOANTISTOFFER MOD IgE / IgE RECEPTOR <input type="checkbox"/> HR-UrtikariaTest OBS: 1-2 mL SERUM
--	--

GENERELLE OPLYSNINGER FOR HEPARIN FULDBLOD

PRØVEN OPBEVARES VED STUETEMPERATUR. MÅ IKKE SÆTTES I KØLESKAB. BLODPRØVEN INDSendes SAMME DAG TIL REFLAB. (HOLDBARHED: 24-36 TIMER FRA BLODPRØVETAGNING). BENYT FORTRINSVIS REFLABS SPECIALKUVERT TIL FORSENDELSE. BLODPRØVER SENDES MANDAG TIL TORSDAG. FREDAG KUN SÅFREMT DE KAN VÆRE REFLAB I HÆNDE SENEST KL 12.00. Rev. MARTS 2014