

Rekvisition af a-BHRA/HR-Test



RefLab ApS • Kanalholmen 1, 2.th. • 2650 Hvidovre • Tlf: 70 70 23 45 • info@reflab.dk • www.reflab.dk

PATIENT Navn: Adresse: CPR:		REKVIRENT E-mail:
PRØVEDATO:	FAKTURA SENDES TIL:	EAN:
Ordre/Rekv. nr.:		Personref/Ref:

INHALATION STANDARDPANEL	FØDEVARE STANDARDPANEL	DERMATOLOGI STANDARDPANEL
4 mL HEPARIN FULDBLOD (grøn prop) <input type="checkbox"/> Hele panelet (10 allergener) <input type="checkbox"/> Birk (Betula verrucosa) <input type="checkbox"/> Græs (Phleum pratense) <input type="checkbox"/> Bynke (Artemisia vulgaris) <input type="checkbox"/> Hesteskæl <input type="checkbox"/> Hundehår <input type="checkbox"/> Kattelhår <input type="checkbox"/> Derm. pteronyssinus <input type="checkbox"/> Derm. farinae <input type="checkbox"/> Alternaria alternata <input type="checkbox"/> Cladosporium herbarum	4 mL HEPARIN FULDBLOD (grøn prop) <input type="checkbox"/> Hele panelet (10 allergener) <input type="checkbox"/> Komælk <input type="checkbox"/> Hønsæggehvide <input type="checkbox"/> Hvedemel <input type="checkbox"/> Hasselnød <input type="checkbox"/> Peanut (Jordnød) <input type="checkbox"/> Torsk <input type="checkbox"/> Reje <input type="checkbox"/> Sojabønne <input type="checkbox"/> Selleri <input type="checkbox"/> Kiwi	4 mL HEPARIN FULDBLOD (grøn prop) <input type="checkbox"/> Hele panelet (10 allergener) <input type="checkbox"/> Pityrosporum ovale <input type="checkbox"/> Bagerigær <input type="checkbox"/> Trichoderma viride <input type="checkbox"/> Candida albicans <input type="checkbox"/> Derm. pteronyssinus <input type="checkbox"/> Derm. farinae <input type="checkbox"/> Alternaria alternata <input type="checkbox"/> Cladosporium herbarum <input type="checkbox"/> Komælk <input type="checkbox"/> Hønsæggehvide

ØVRIGE ALLERGENER			
0,5 mL HEPARIN FULDBLOD (grøn prop) per ALLERGEN			
Pollen <input type="checkbox"/> Hassel <input type="checkbox"/> Rød el <input type="checkbox"/> Platan <input type="checkbox"/> Ask <input type="checkbox"/> Bynke-ambrosia (ragweed) Dyr <input type="checkbox"/> Rotte, epitel <input type="checkbox"/> Kanin, epitel <input type="checkbox"/> Hamster, epitel <input type="checkbox"/> Marsvine, epitel <input type="checkbox"/> Kakerlak Skimmelsvampe <input type="checkbox"/> Aspergillus fumigatus <input type="checkbox"/> Aspergillus versicolor <input type="checkbox"/> Botrytis cinerea <input type="checkbox"/> Penicillium expansum <input type="checkbox"/> Penicillium chrysogenum <input type="checkbox"/> Trichoderma viride	Kød <input type="checkbox"/> Oksekød <input type="checkbox"/> Svinekød <input type="checkbox"/> Lammekød <input type="checkbox"/> Kylling Fisk & Skaldyr <input type="checkbox"/> Rødspætte <input type="checkbox"/> Sild <input type="checkbox"/> Makrel <input type="checkbox"/> Tun <input type="checkbox"/> Laks <input type="checkbox"/> Krabbe <input type="checkbox"/> Blåmusling <input type="checkbox"/> Blæksprutte	Frugt & Grøntsager <input type="checkbox"/> Æble <input type="checkbox"/> Pære <input type="checkbox"/> Appelsin <input type="checkbox"/> Jordbær <input type="checkbox"/> Banan <input type="checkbox"/> Avocado <input type="checkbox"/> Gulerod <input type="checkbox"/> Kartoffel <input type="checkbox"/> Tomat <input type="checkbox"/> Grøn bønne <input type="checkbox"/> Peberfrugt <input type="checkbox"/> Grønært <input type="checkbox"/> Melon <input type="checkbox"/> Fersken	Korn & Mel <input type="checkbox"/> Havremel <input type="checkbox"/> Rugmel <input type="checkbox"/> Boghvede <input type="checkbox"/> Majskorn <input type="checkbox"/> Bygmel <input type="checkbox"/> Ris Nødder <input type="checkbox"/> Mandel <input type="checkbox"/> Paranød <input type="checkbox"/> Valnød <input type="checkbox"/> Cashew Insektgifte <input type="checkbox"/> Bigift <input type="checkbox"/> Hvepsegift Andet <input type="checkbox"/> Latex

PATIENT-MEDSENDT MATERIALE Patient-medsendt materiale sendes sammen med blodprøven, undtagen RefLab-lagerførte medicinpræparater. (Se "Testable drugs in stock" på www.reflab.dk) 1 mL HEPARIN FULDBLOD (grøn prop) per materiale <input type="checkbox"/> Miljøprøver: <input type="checkbox"/> Medicinpræparater: <input type="checkbox"/> Fødevarer:	PÅVISNING AF AUTOANTISTOFFER MOD IgE / IgE-RECEPTOR <input type="checkbox"/> s-BHRA/ HR-Urtikaria Test OBS: 1-2 mL SERUM
--	--

GENERELLE OPLYSNINGER FOR HEPARIN FULDBLOD

Prøven opbevares ved stuetemperatur – må IKKE sættes i køleskab. Blodprøven indsendes samme dag til RefLab (Holdbarhed: 24-48 timer fra blodprøvetagning). Benyt fortrinsvist RefLabs specialkuvert til forsendelse. Blodprøver sendes mandag til torsdag (fredag kun såfremt de kan være RefLab i hænde senest kl. 13.00). **Rev. Sep-2023**